

Tester et comprendre le pH et le GH

Tests colorimétriques (qui réagissent avec des couleurs) à gouttes et à bandelettes

Echantillon eau	pH		GH	
	Gouttes	Bandelettes	Gouttes	Bandelettes
Eau 1				
Eau 2				
Eau 3				
Eau 4				
Eau 5				

Eau 1 :

.....
.....
.....
.....

Eau 2 :

.....
.....
.....
.....

Eau 3 :

.....
.....
.....
.....

Eau 4 :

.....
.....
.....
.....

Eau 5 :

.....
.....
.....
.....

1^{ère} Je rince l'éprouvette et la seringue avec de l'eau à tester.

2^{ème} : Je réalise le test et je note les résultats

3^{ème} : Je jette dans l'évier l'eau testée et je rince l'éprouvette à l'eau osmosée.

4^{ème} Je range le matériel.